

# SANIGEL

## GEL PARA AS MÃOS

### FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

CONFORME NBR 14725, DE JULHO/2005

Nome do Produto: Sanigel Gel para as mãos  
FISPQ nº: 0001  
Página: 1/1  
Data da última revisão: 24-07-2009

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: Sanigel – Gel para as mãos  
Código Interno de Identificação do Produto: 159  
Fabricante: Essenbra Essências e Produtos Aromáticos do Brasil Ltda  
Endereço: Praça José Vilela Pedras, 10 - Volta Grande – MG  
Tel: 0XX32 3463-1000 - Fax: 0XX32 3463-1264  
E-mail: essenbra@essenbra.com.br

#### 2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

**Classificação Química:** Mistura em água, de álcool e ingredientes não perigosos

**Descrição:** Gel à base de álcool 70% (p.p) para anti-sepsia das mãos.

**Componentes Perigosos:**

Álcool etílico CAS: 64-17-5 60 - 70%

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Produto inflamável, mantenha afastado do fogo e fontes de calor. O contato com os olhos e mucosas pode causar irritação.

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

**Inalação:** Remover a pessoa para local ventilado

**Contato com a pele:** Não aplicável

**Contato com os olhos:** Lavar com água em abundância durante, no mínimo, 15 minutos.

**Ingestão:** Consultar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo.

#### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Inflamabilidade: Produto inflamável

Agente extintor: Pó químico, CO<sub>2</sub> ou neblina de água.

Risco de explosão: Pode explodir com calor do fogo.

#### 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaução de Pessoal: Não é aplicável

Precaução ao meio ambiente: Eliminar fontes de ignição, impedir fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Absorver o derramamento com areia ou outro material absorvente não combustível e guardar em recipiente para futuro descarte.

Lavar o local com água em abundância.

#### 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio: Nenhuma precaução especial é necessária.

Armazenamento: O produto deve ser mantido em sua embalagem original. Armazenar em local seco e fresco, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

#### 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Não aplicável

#### 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**Estado Físico:** gel

**Cor:** incolor

**pH:** 6,5 a 7,5

**Odor:** característico de álcool

**Densidade:** 0,88 a 0,92 g/cm<sup>3</sup>

**Ponto de fulgor:** 15°C

#### 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Produto estável

#### 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Os efeitos de exposição excessiva são baseados em perfis toxicológicos agudos para as matérias ativas.

Álcool etílico: DL<sub>50</sub> oral, ratos =13 mg/Kg

#### 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Evitar que o produto penetre em cursos de rios. Lavar resíduos com água em abundância.

#### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Os resíduos do produto devem ser tratados de acordo com a legislação local. O produto e embalagens devem ser descartados segundo o Órgão Ambiental, de acordo com Legislação Ambiental vigente.

#### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais:

Os veículos de transporte devem estar em conformidade com a legislação vigente para produto químico inflamável.

NÚMERO DA ONU: 1170

CLASSE DE RISCO: 3

NÚMERO DE RISCO: 33

#### 15. REGULAMENTAÇÕES

Resolução nº 79, de 28 de agosto de 2000 – ANVISA/MS  
Resolução RDC nº 23, de fevereiro de 2003 – ANVISA/MS  
Resolução RDC nº 211, de 14 de julho de 2005 – ANVISA/MS  
MANTER AFASTADO DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em caso de ingestão beba água em abundância e procure um médico. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água durante 15 minutos. Persistindo a irritação, procure um médico. INFLAMÁVEL! Manter afastado de fontes de calor. Em caso de manifestações alérgicas, descontinuar o uso. Evitar utilizar o produto em queimaduras graves. Não reaproveitar a embalagem vazia. Este produto não substitui o sabonete e a lavagem com água.

#### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA SOB nº 2.2695.0021  
As informações contidas nesse documento resultam de nossa experiência e conhecimento do produto na data de preparação desse informe. Nenhuma garantia, expressa ou implícita, é feita quanto à totalidade dos dados fornecidos quanto à segurança do usuário, sendo de sua total responsabilidade os danos ou lesões devido o uso indevido e da não observância das práticas recomendadas.